

## IgA

### Aanvraag

Synoniemen: Immunoglobuline A  
Aanvraag code LIS: 186

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 240.0  
Transportcondities: Vol bloed: 8 dagen  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Immunoturbidimetrie  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 4u  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Nee  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
30 d	0.00-0.04 g/L	0.00-0.04 g/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
30 d-4 md	0.04-0.41 g/L	0.04-0.41 g/L
4 md-7 md	0.08-0.46 g/L	0.08-0.46 g/L
7 md-2 j	0.17-0.50 g/L	0.17-0.50 g/L
2 j-3 j	0.29-0.62 g/L	0.29-0.62 g/L
3 j-4 j	0.41-0.91 g/L	0.41-0.91 g/L
4 j-6 j	0.50-1.24 g/L	0.50-1.24 g/L
6 j-8 j	0.50-1.41 g/L	0.50-1.41 g/L
8 j-12 j	0.50-1.66 g/L	0.50-1.66 g/L
> 12 j	0.70-4.00 g/L	0.70-4.00 g/L

## Extra informatie

Restricties:

- Interferentie 3% voor Bili (40mg/dl)
- Interferentie 5% voor Hb (5g/L)
- Interferentie 10% voor Lip (1000mg/dl)
- Interferentie 10% voor RF (600IU/ml)
- Hyperlipemische stalen vermijden
- Stalen met IgA >100g/L ? Valse verlaagde waarden zonder 'flag'

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541236  
 Nomenclatuur: 541236 - 541240 B 125 Dosereren van IgA met een immunologische methode #(Maximum 1)  
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2026-04-09

Eva Gijbels