

## Magnesium

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 175

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP)  
Minimum volume: 200µl  
Stabiliteit (dagen): 7.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: AU5800 - Photometrische colorimetrie  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 1  
Urgentie: 90min  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.66-1.07 mmol/L	0.66-1.07 mmol/L

## Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Bili (28mg/dl)  
Interferentie 10% voor Hb (1.5g/L)  
Interferentie 10% voor Lip (500mg/dl)  
Interferentie 3% voor calcium (7.5mmol/L)

Hemolytische stalen zijn niet geschikt (MG in RBC)

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540794  
Nomenclatuur: 540794 - 540805 B 60 Dosereren van magnesium #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau