

## Magnesium urine

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS:           MG.URI.SI

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype:           Urine  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume:           200µl  
Stabiliteit (dagen):           3.0  
Transportcondities:  
Afname instructies:           [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo:           AZ Glorieux  
Toestel:                    AU5800 - Photometrische colorimetrie  
Uitvoeringsfrequentie:   24u/24u  
Antwoordtijd (dagen):   4u  
Urgentie:                   90min  
Terugbetaling via RIZIV:   Ja  
Accreditatie:               Nee  
EKE deelname:              Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke:        Glibert Bart

### Extra informatie

Restricties:                 Interferentie 10% voor calcium (10mmol/L)

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 543476  
Nomenclatuur: 543476 - 543480 B 60 Dosereren van magnesium #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.