

Gamma GT

Aanvraag

Synoniemen: Gamma-glutamyl transferase
Aanvraag code LIS: 196

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities: Vol bloed: 1 dag bij KT° (daalt erna)
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Kinetische colorimetrie bij 410/480nm (IFCC)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
182 d	12-122 U/L	15-132 U/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
182 d-365 d	1-39 U/L	1-39 U/L
365 d-12 j	3-22 U/L	4-22 U/L
12 j-18 j	2-42 U/L	4-24 U/L
> 18 j	55 U/L	38 U/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie 3% voor Bilirubine(40mg/dl)
 Interferentie 5% voor Hb (2.5g/L)
 Interferentie 5% voor Lip (1000mg/dl)
 Monoclonale IgM (Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren .

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541892
 Nomenclatuur: 541892 - 541903 B 80 ° Doseran van de
 gammaglutamyltransferasen #(Maximum 1)
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur