

## Zink (vol bloed)

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS:           ZN.VB

### Staal

Patiëntvoorbereiding:       Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype:         Zware metalen  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume:           1 ml  
Transportcondities:  
Afname instructies:       [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo:            A.M.L. bvba  
Toestel:                     Inductief gekoppeld plasma - massa spectrometrie (ICP-MS)  
Uitvoeringsfrequentie:     Dagelijks  
Antwoordtijd (dagen):      5  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV:   Ja  
Accreditatie:               Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke:         Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	4200.0-8100.0 µg/L	4200.0-8100.0 µg/L

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541575  
Nomenclatuur: 541575 - 541586 B 250 Doseren van zink door atoomabsorptie spectrometrie #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.