

Insuline

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 280

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: EDTA-plasma (EP)
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit (dagen): 6.0
Transportcondities: Vol bloed: 15 minuten bij KT° (daalt erna)
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel
Chemiluminescentie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

13-161 pmol/L

13-161 pmol/L

Extra informatie

Restricties: Cross-reactiviteit met runder-/varken-insuline, geen met C-peptide/Pro-insuline
Heterofiele antilichamen kunnen interfereren.
Gebruik geen gehemolyseerde stalen.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 546092
Nomenclatuur: 546092 - 546103 B 300 Doseran van insuline #(Maximum 1)
(Cumulregel [221](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau