

Haptoglobine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 320

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 240.0
Transportcondities: Vol bloed: 8 dagen
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Immunoturbidimetrie
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.30-2.00 g/L

0.30-2.00 g/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie 5% voor Bilirubine (40mg/dl)
Interferentie 10% voor Hb (1g/L)
Interferentie 5% voor Lipemie (1000mg/dl)
Troebel monster ? Atypische resultaten mogelijk

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541096
Nomenclatuur: 541096 - 541100 B 125 Doseren van haptoglobine met een immunologische methode #(Maximum 1) (Cumulregel [35](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur