

Cholinesterase

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 203

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 30.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Kinetisch colorimetrie bij 410nm
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja: bij vermoeden van intoxicatie met insecticiden (organofosfaten)
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

15 j		5320-12920 U/L
15 j-16 j		5300-12900 U/L
16 j-39 j		4260-11250 U/L
39 j-41 j		3600-11200 U/L
> 41 j		5320-12920 U/L
> 120 j	5320-12920 U/L	
	4900-11900 U/L	4900-11900 U/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie 10% voor Bilirubine (40mg/dl)
 Interferentie 3% voor Hb (5g/L)
 Interferentie 5% voor Lipemisch (1000mg/dl)
 Interferentie 3% voor Ascorbate (20mg/dl)
 3de dag post partum: laagste waarde

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541656
 Nomenclatuur: 541656 - 541660 B 125 Doseran van cholinesterasen
 #(Maximum 1) (Diagnoseregel [92](#))
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur