

Tacrolimus (FK506-prograft)

Aanvraag

Synoniemen: Prograft FK506
Aanvraag code LIS: TACR_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: COBAS E411 - Electrochemiluminescence Immunoassay (ECLIA)
Uitvoeringsfrequentie: 1x/dag
Antwoordtijd (dagen): 1
Urgentie: 4u
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	5-20 µg/L	5-20 µg/L

Extra informatie

Restricties: Geen interferentie bij bili60mg/dl, Hb2.9g/dl, lip.2700mg/dl, RF1160IU/ml
sterke interf. met Itraconazole

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 548413
Nomenclatuur: 548413 - 548424 B 600 Dosereren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel [40](#), [227](#))(Diagnoseregel [46](#), [51](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau