

3-Metoxytyramine

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 550 of 3.MT.URI

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist.
Voorkeurstaaltype: Aangezuurde 24 uurs urine
Alternatief Staaltype:
Minimum volume:
Transportcondities: Kamertemperatuur
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Tandem massa spectrometrie
Uitvoeringsfrequentie: 2 x/week
Antwoordtijd (dagen): 8
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 546534
Nomenclatuur: 546534 - 546545 B 1400 Afzonderlijk doseren van de
metanefrines en normetanefrines door HPLC met
electrochemische detectie #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.