

3-Methoxytyramine/24u

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 550 of 3-Metoxytyramine24u

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Alternatief Staaltype:
Minimum volume:
Transportcondities: Kamertemperatuur

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Tandem massa spectrometrie
Uitvoeringsfrequentie: 2 x/week
Antwoordtijd (dagen): 8 dagen
Urgentie: Nee
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
17 j		
17 j-40 j	460 µg/24u	460 µg/24u

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
40 j-60 j	426 µg/24u	426 µg/24u
> 60 j	385 µg/24u	385 µg/24u

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans