

## Oestradiol (E2)

### Aanvraag

Synoniemen: Estradiol  
Aanvraag code LIS: 828;  
E2

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP)  
Minimum volume: 500µl  
Stabiliteit (dagen): 7.0  
Transportcondities: Vol bloed: 8u bij KT  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel:  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 1  
Urgentie: 4u  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

31.10 ng/L

## Extra informatie

Restricties: Cross-reactivity: E1: 0.05 %  
E3: 0.0003 %  
Ethinyl E2: 0.03 %  
Interferentie met HAMA antilichamen mogelijk.

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 546210  
Nomenclatuur: 546210 - 546221 B 500 Doseran van oestradiol #(Maximum 1)  
(Cumulregel [212](#), [313](#), [322](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau