

COVID-19 RT-PCR

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 7853 - 97853

Staal

Patiëntvoorbereiding: 30 min voor afname niet eten of drinken
Voorkeurstaaltype: Virale stabilisatie tube
Alternatief Staaltype: Gecombineerde neus-keelwisser in UTM medium.
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen):
Transportcondities: Breng het staal zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Elite Ingenius of Genelead - Real-Time PCR of FlashDx
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 24u
Urgentie: 6u
Terugbetaling via RIZIV: In de meeste gevallen wel, uitgezonderd reisattesten
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

negatief

negatief

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 0506

Laatst gewijzigd

2026-03-31

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.