

Helicobacter pylori as

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: Helico_pylori_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500 µl
Transportcondities: Transport bij 2-8°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Chemi Luminiscent Immuno Assay(CLIA)
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 3
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Algemeen kan men stellen dat, indien men invasieve diagnostische procedures wenst te vermijden, Helicobacter pylori bij voorkeur opgespoord wordt via antigeen detectie in stoelgang.
Deze antigeentest in stoelgang heeft dezelfde performantie als

de ureum C13 ademtest.

De Helicobacter pylori IgG bepaling heeft een hoge gevoeligheid (> 90%) en specificiteit (> 95%) voor de aanwezigheid van Helicobacter pylori bij volwassenen. Men dient er rekening mee te houden dat IgG antistoffen nog verscheidene maanden tot jaren aanwezig zullen zijn nadat de bacterie reeds verdwenen is.

Indicaties waarvoor de Helicobacter pylori IgG bepaling derhalve een nuttige toegevoegde parameter kan zijn:

- Bij recent gebruik van antimicrobiële of antisecretoire farmaca
- Maagbloedingen
- Maagatrofie
- Maligniteiten van de maag

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans