

Hepatitis C virus RNA

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: HCV.rna.kwl_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA plasma diepgevroren
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 1 ml
Transportcondities: Bloed na afname bewaren bij 4°C.
Plasma zo snel mogelijk scheiden (72u)
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Real-Time PCR
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 10
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Aantonen HCV bij een bewezen HCV-antistof positieve patiënt

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 556710
Nomenclatuur: 556710 - 556721 B 2000 Opsporen op kwalitatieve wijze van het hepatitis C virus (HCV)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.