

Hepatitis C viral load in log IU/mL

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: HCV.rna.kwt.log_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist

Alternatief Staalttype:

Minimum volume: 1 ml

Stabiliteit (dagen):

Transportcondities: Bloed na afname bewaren bij 2-8°C. Plasma zo snel mogelijk scheiden (72u) en invriezen

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba

Toestel: Real-Time PCR

Uitvoeringsfrequentie: 1x/week

Antwoordtijd (dagen): 10

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname:

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2026-07-03

Hannah Segers

Copyright © 2026 All rights reserved.