

IgG 2

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 11182

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 375 µl
Stabiliteit (dagen):
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Nefelometrie
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 5
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 j	0.23-3.00 g/L	0.23-3.00 g/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 j-4 j	0.36-2.25 g/L	0.36-2.25 g/L
4 j-6 j	0.61-3.45 g/L	0.61-3.45 g/L
6 j-8 j	0.44-3.75 g/L	0.44-3.75 g/L
8 j-10 j	0.72-4.30 g/L	0.72-4.30 g/L
10 j-12 j	0.76-3.55 g/L	0.76-3.55 g/L
12 j-14 j	1.00-4.55 g/L	1.00-4.55 g/L
14 j-18 j	0.64-4.97 g/L	0.64-4.97 g/L
> 18 j	2.42-7.00 g/L	2.42-7.00 g/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541273
 Nomenclatuur: 541273 - 541284 B 400 Doseren van IgG2 met een immunologische methode #(Maximum 1)
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-04-03

Bart Glibert