

## IgG 3

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: 11183

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 375 µl  
Stabiliteit (dagen):  
Transportcondities: Bij 2-8°C  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba  
Toestel: Nefelometrie  
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week  
Antwoordtijd (dagen): 5  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 j	0.186-0.853 g/L	0.186-0.853 g/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 j-4 j	0.173-0.676 g/L	0.173-0.676 g/L
4 j-6 j	0.099-1.221 g/L	0.099-1.221 g/L
6 j-8 j	0.155-0.853 g/L	0.155-0.853 g/L
8 j-10 j	0.127-0.853 g/L	0.127-0.853 g/L
10 j-12 j	0.173-1.730 g/L	0.173-1.730 g/L
12 j-14 j	0.283-1.250 g/L	0.283-1.250 g/L
14 j-18 j	0.230-1.960 g/L	0.230-1.960 g/L
> 18 j	0.218-1.761 g/L	0.218-1.761 g/L

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541295  
 Nomenclatuur: 541295 - 541306 B 400 Dosereren van IgG3 met een immunologische methode #(Maximum 1)  
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2026-04-03

Bart Glibert