

IgG 4

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 11184

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 375 µl
Stabiliteit (dagen):
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Nefelometrie
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 5
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 j	0.005-0.784 g/L	0.005-0.784 g/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 j-4 j	0.010-0.537 g/L	0.010-0.537 g/L
4 j-6 j	0.018-1.125 g/L	0.018-1.125 g/L
6 j-8 j	0.004-0.992 g/L	0.004-0.992 g/L
8 j-10 j	0.019-0.932 g/L	0.019-0.932 g/L
10 j-12 j	0.016-1.150 g/L	0.016-1.150 g/L
12 j-14 j	0.037-1.360 g/L	0.037-1.360 g/L
14 j-18 j	0.110-1.570 g/L	0.110-1.570 g/L
> 18 j	0.039-0.864 g/L	0.039-0.864 g/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 541332
 Nomenclatuur: 541332 - 541343 B 400 Dosereren van IgG4 met immunologische methode #(Maximum 1) (Diagnoseregel [50](#))
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-04-03

Bart Glibert