

Eilandjescel as (ICA)

Aanvraag

Synoniemen: Pancreas as
Aanvraag code LIS: ICA.as.kwt

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum diepgevroren
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 2 ml
Transportcondities: 1) verzending op dag van afname: monster centrifugeren en afscheiden; transport naar UZ Brussel op kamertemperatuur.
2) verzending op een later tijdstip: monster centrifugeren en afscheiden; bewaren op -15 °C en ingevroren verzenden naar UZ Brussel (S*)
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: VUB Academisch Ziekenhuis
Toestel: Fluorescentiemicroscoop Olympus IX-80 / Olympus - Indirect immunofluorescence
Uitvoeringsfrequentie: 1 tot 3x/week
Antwoordtijd (dagen): 30
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

12 JDF Units

12 JDF Units

Extra informatie

Restricties:

Op hetzelfde monster kunnen glutamaatdecarboxylase (GADA), insuline (IAA), IA-2 (IA2A) en zink transporter 8 antilichamen (ZnT8A) bepaald worden

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

555951,555973

Nomenclatuur:

555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (Maximum vier organen) #(Maximum 4)

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

555973 - 555984 B 450 Titreren van antiweefselantilichamen #(Maximum 1) (Diagnoseregel [26](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans