

Karyotype

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: KAR.BM

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Beenmerg
Alternatief Staaltype: Beenmerg in heparinebuis;
Plasma zonder gel
Minimum volume: 2 - 5 ml
Stabiliteit (dagen):
Transportcondities: Verzending op kamertemperatuur.
Voor vrijdag 13 u.
Afname instructies:

Analyse

Uitvoerend Labo: Centrum Menselijke Erfelijkheid
Toestel: Het staal wordt in cultuur gebracht met de nodige mitogenen en karyotypering wordt uitgevoerd door middel van R- of G-banding.
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 30
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Bart Glibert

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2025-11-28

Hannah Segers

Copyright © 2026 All rights reserved.