

Influenza A/B PCR

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 7850

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Virale stabilisatie tube
Alternatief Staaltype: Neus en keelwisser in UTM medium.
Minimum volume: 500µl
Stabiliteit (dagen):
Transportcondities: Staal zo vlug mogelijk naar labor brengen.
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Elite Ingenius of Genelead;
Real-Time PCR of FlashDx
Uitvoeringsfrequentie: 24/24u
Antwoordtijd (dagen): 24u
Urgentie: 12u
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Opgelet! Handschoenen dragen bij manipulatie van stalen!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 0409,0505

Laatst gewijzigd

2026-03-31

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.