

Mycoplasma pneumoniae IgM

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: MCPPNE.IgM.kwl
Panel IgM en IgG: 385

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Stabiliteit (dagen): 4.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: CHORUS - Elisa
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 3
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1.1 Index

1.1 Index

Extra informatie

Restricties:

HIL index van staal negatief
Geen interferentie met Hb, TG, bili,
Chlam. trach./pneum.-AI, EBV-AI, RF-AI.
Sensitiviteit: 93.8%, Specificiteit: 98.3%

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

551891

Nomenclatuur:

551891 - 551902 B 300 Opsporen van IgM antilichamen tegen
Mycoplasma pneumoniae #(Maximum 1)(Cumulregel [327](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau