

Ostase (Alk.fosfatase bot)

Aanvraag

Synoniemen: Ostase, alkalische fosfatase bot
Aanvraag code LIS: 287

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 275 µl
Stabiliteit (dagen):
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Colorimetrisch
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 9
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 j	25-221 µg/L	28-187 µg/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 j-9 j	27-148 µg/L	31-152 µg/L
9 j-13 j	35-169 µg/L	19-177 µg/L
13 j-17 j	13-111 µg/L	7-41 µg/L
> 17 j	4.7-20 µg/L	4.7-14 µg/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 542673,542894
 Nomenclatuur: 542673 - 542684 B 400 Dosereren van de botfractie van de alkalische fosfatasen #(Maximum 1) (Cumulregel [77](#)) (Diagnoseregel [71](#))
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

542894 - 542905 B 400 Dosereren van de botaanmaak #(Maximum 1) (Cumulregel [77](#)) (Diagnoseregel [71](#))
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2026-04-02

Hannah Segers