

Fenytoïne

Aanvraag

Synoniemen:	- Diphantoïne - Diphenylhydantoïne
Aanvraag code LIS:	917

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist.
Voorkeurstaaltype:	Intraveneuze toediening : afname 2 tot 4 uur na de toediening. Serum Orale toediening : best juist vóór de volgende toediening
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma (HP)
Minimum volume:	200µl
Transportcondities:	Verzending op KT
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	UZ Gent
Toestel:	Abbott Architect i2000SR - CMIA, (chemiluminescent microparticle immuno-assay)
Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
Antwoordtijd (dagen):	14
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Ja
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	10.0-20.0 mg/L	10.0-20.0 mg/L

Extra informatie

Restricties:

- Interferentie 10% voor Bili (60mg/dl)
- Interferentie 10% voor Hb (10g/L)
- Interferentie 10% voor Lip (2000mg/dl TG)

Heterofiele AL kunnen interfereren

Interferentie van medicatie: zie bijsluiter

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 548096
Nomenclatuur: 548096 - 548100 B 350 Doseran van een anti-epileptisch geneesmiddel #(Maximum 3)(Diagnoseregul [46](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28

Justine Platteau