

## Fenobarbital

### Aanvraag

Synoniemen:	Epipropane
Aanvraag code LIS:	918 FENB

### Staal

Patiëntvoorbereiding:	Wegens de lange halfwaardetijd is het tijdstip voor het nemen van monsters niet kritisch. Voor vergelijkende bepalingen is het wel belangrijk de monsters op een vast tijdstip af te nemen.
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staalttype:	
Minimum volume:	750 µl
Transportcondities:	Serum bij 2-8°C
Afname instructies:	<a href="#">Klik hier voor afname instructies</a>

### Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Chemiluminescence Microparticle Immuno Assay (CMIA)
Uitvoeringsfrequentie:	1x/dag
Antwoordtijd (dagen):	2
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	10.0-40.0 mg/L	10.0-40.0 mg/L

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 548096  
Nomenclatuur: 548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel #(Maximum 3)(Diagnosereg<sup>el</sup> [46](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans