

Beta globuline

Aanvraag

Synoniemen: Electroforese urine
Aanvraag code LIS: Capillarys 3 Octa - Capillaire elektroforese

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Alternatief Staalttype:
Minimum volume: 500 µl
Stabiliteit:
Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo
Bewaring: 1 week bij 2-8°C

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Capillarys 3 Octa - Capillaire elektroforese
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 4 dagen
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Kijk goed naar de vorm van de Gamma, deze moet een Gauscurve vormen. Bij vervormingen kan dit wijzen op een monoklonale piek.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2025 All rights reserved.