

T-helper (CD4%)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: T4/T8-lymfocyten: 161

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed
Alternatief Staaltype: 2K, - 3K, -2Na of Heparine-volbloed
Minimum volume: 50 µl
Transportcondities:
Afname instructies: https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: COULTER NAVIOS - Flowcytometrische analyse op de leucocyten
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 4 dagen
Urgentie: 24 uur
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 wk	17.0-52.0 %	17.0-52.0 %
1 wk-2 md	41.0-68.0 %	41.0-68.0 %
2 md-5 md	33.0-58.0 %	33.0-58.0 %
5 md-9 md	33.0-58.0 %	33.0-58.0 %
9 md-15 md	31.0-54.0 %	31.0-54.0 %
15 md-24 md	25.0-50.0 %	25.0-50.0 %
24 md-5 j	23.0-48.0 %	23.0-48.0 %
5 j-10 j	27.0-53.0 %	27.0-53.0 %
10 j-16 j	25.0-48.0 %	25.0-48.0 %
> 16 j	32.0-61.0 %	32.0-61.0 %

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 555693
 Nomenclatuur: 555693 - 555704 B 200 Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen #(Maximum 5)
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans