

Gentamicine piek (1/d)

Aanvraag

Synoniemen: Geomycine
Aanvraag code LIS: 992;
GENT.piek

Staal

Patiëntvoorbereiding: Piekwaarde : 0,5 tot 1 uur na het toedienen van een infuus van 30 minuten, 1 uur na I.M. toediening.
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staalttype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities: Vol bloed: 4 uur bij KT°
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Homogene enzymatische immunoassay (competitie/cedia)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	5.00-12.00 mg/L	5.00-12.00 mg/L

Extra informatie

Restricties: Interferentie bij 600mg/dl Hb, 100mg/dl TG, 30mg/dl bili
Interferentie door HAMA en E.coli B-galactosidase-AB
Crossactiviteit met Sisomicine

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 548273,548715
Nomenclatuur: 548273 - 548284 B 1000 Doseran van een aminoglycoside antibioticum (minimum twee doseringen) #(Maximum 1)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregel [42,46](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

548715 - 548726 B 350 Doseran van een antibioticum ##(Maximum 2)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur