

## T-helper (totaal)

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: T4/T8-lymfocyten: 161

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Alternatief Staaltipe: 2K, - 3K, -2Na of Heparine-volbloed  
Minimum volume: 50 µl  
Transportcondities:

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: COULTER NAVIOS - Flowcytometrische analyse op de leucocyten  
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen  
Antwoordtijd (dagen): 4 dagen  
Urgentie: 24 uur  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Dr. Braeckevelt Thierry

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 wk	400-3500 /µL	400-3500 /µL
1 wk-2 md	1700-5300 /µL	1700-5300 /µL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 md-5 md	1500-5000 / $\mu$ L	1500-5000 / $\mu$ L
5 md-9 md	1400-5100 / $\mu$ L	1400-5100 / $\mu$ L
9 md-15 md	1000-4600 / $\mu$ L	1000-4600 / $\mu$ L
15 md-24 md	900-5500 / $\mu$ L	900-5500 / $\mu$ L
24 md-5 j	500-2400 / $\mu$ L	500-2400 / $\mu$ L
5 j-10 j	300-2000 / $\mu$ L	300-2000 / $\mu$ L
10 j-16 j	400-2100 / $\mu$ L	400-2100 / $\mu$ L
> 16 j	493-1666 / $\mu$ L	493-1666 / $\mu$ L

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 555693  
 Nomenclatuur: 555693 - 555704 B 200 Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen #(Maximum 5)  
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans