

Alfa 2 globuline

Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: Panel eiwitelektroforese: 181

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist

Alternatief Staaltype:

Minimum volume: 500 µl

Stabiliteit (dagen): 10.0

Transportcondities:

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: Cappilarys 3 Octa
Capillaire elektroforese

Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen

Antwoordtijd (dagen): 2

Urgentie:

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

5.10-8.50 g/L

5.10-8.50 g/L

Extra informatie

Restricties:

Kijk goed na naar de vorm van de gamma, deze moet een Gauscurv vormen. Bij vervormingen kan dit wijzen op een monoklonale piek. Bij afwijkingen wordt een immunofixatie uitgevoerd.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.