

Neutrofielen - gewrichtsvocht

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: Panel cytologisch onderzoek GV : 769

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Gewrichtsvocht
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: ml
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: XN3000 - Doorstroomcytometrie mbv halfgeleider laser (scattering en fluorimetrie)
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 24u
Urgentie: 90 min.
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Braeckvelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	25 %	25 %

Extra informatie

Restricties: Bij verhoogde WBC en bloedirige stalen kan men het aantal WBC corrigeren.
WBC gecorrigeerd = getelde WBC - verwachte WBC
Verwachte WBC = WBC bloed x RBC SV / RBC bloed

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 550771
Nomenclatuur: 550771 - 550782 B 1000 Cytologisch onderzoek van
punctievloeistoffen met tellen van de leucocyten en
leucocytenformule #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans