

## Lambda lichte ketens

### Aanvraag

Synoniemen:

Aanvraag code LIS: Immunologische celypering : 137

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist

Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed

Alternatief Staaltype: Beenmerg, Punctievocht, Klier

Minimum volume: 1 ml

Bij klier, moet het stukje groot genoeg zijn om aan een cytose van 5000 / $\mu$ l te bekomen.

Transportcondities: Zo snel mogelijk naar labo

Afname instructies: [https://intranet.werken-glorieux.be/\\_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=](https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux

Toestel: COULTER NAVIOS - Flowcytometrie

Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen

Antwoordtijd (dagen): 4 dagen

Urgentie: >24 uur

Terugbetaling via RIZIV: Ja

Accreditatie: Nee

EKE deelname: Ja

Retam:

Verantwoordelijke: Dr. Braeckvelt Thierry

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	30-50 %	30-50 %

## Extra informatie

Restricties: Blij een klier: LYSE werkoplossing zonder BD-lyse

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 556474  
Nomenclatuur: 556474 - 556485 B 400 Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma- of een nucleair antigeen van hematopoiëtische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem. De volgende, elk #(Maximum 12)(Cumulregel [76](#))(Diagnoseregel [69](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans