

T-lymfocyten (totaal)

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: Panel T-lymfocyten: 141

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Alternatief Staalttype: 2K, - 3K, -2Na of Heparine-volbloed
Minimum volume: 50 µl
Transportcondities:

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: COULTER NAVIOS - Flowcytometrische analyse op de leucocyten
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): 4 dagen
Urgentie: 24 uur
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 wk	600-5000 /µL	600-5000 /µL
1 wk-2 md	1300-7000 /µL	1300-7000 /µL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 md-5 md	2300-6500 / μ L	2300-6500 / μ L
5 md-9 md	2400-6900 / μ L	2400-6900 / μ L
9 md-15 md	1600-6700 / μ L	1600-6700 / μ L
15 md-24 md	1400-8000 / μ L	1400-8000 / μ L
24 md-5 j	900-4500 / μ L	900-4500 / μ L
5 j-10 j	700-4200 / μ L	700-4200 / μ L
10 j-16 j	800-3500 / μ L	800-3500 / μ L
> 16 j	605-2460 / μ L	605-2460 / μ L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 555693
 Nomenclatuur: 555693 - 555704 B 200 Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen #(Maximum 5)
 Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans