

## Paliperidon (9-OH risperidon)

### Aanvraag

Synoniemen: 9-hydroxy-risperidon  
Aanvraag code LIS:

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Dalspiegel  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 100µl  
Transportcondities: kamertemperatuur (tot 48 uur)  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: UZ Gent  
Toestel: LC-MSMS  
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen  
Antwoordtijd (dagen):  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam: UZ Gent: 9383-1  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	10.00-25.00 µg/L	10.00-25.00 µg/L

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 547153  
Nomenclatuur: 547153 - 547164 B 1600 Dosereren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnosereg<sup>el</sup> [49](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans