

Aripiprazol

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS:

Staal

Patiëntvoorbereiding: .
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 100µl
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: UZ Gent
Toestel: LC-MSMS
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):
Urgentie: 2 dagen
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam: UZ Gent : 38893-4
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	150.00-300.00 µg/L	150.00-300.00 µg/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 547153
Nomenclatuur: 547153 - 547164 B 1600 Dosereren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnosereg^{el} [49](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans