

## Monocyten

### Aanvraag

Synoniemen: Immunologische celypering (BM)  
Aanvraag code LIS: 10

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Beenmerg  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 1 ml  
Stabiliteit:  
Transportcondities:  
Bewaring: De stalen kunnen op kamertemperatuur bewaard worden indien ze op de dag van afname verwerkt worden. Indien de stalen niet onmiddellijk kunnen worden ingezet, worden ze best in de frigo bewaard, behalve voor de bepaling van surface-immuunglobulines. Voor dit onderzoek wordt het staal op kamertemperatuur bewaard  
Afname instructies:

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: COULTER NAVIOS - Flowcytometrie  
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen  
Antwoordtijd (dagen): 5 dagen  
Urgentie: 1 dag  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Braeckevelt Thierry

## Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0-5 %

0-5 %

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans