

Penicillium notatum IgG

Aanvraag

Synoniemen: Precipitinen Penicillium notatum
Aanvraag code LIS: PRE.pennot

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500µl
Transportcondities: Indien niet binnen de 24uur bepaald, serum diepvroezen
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Enzyme Linked Immuno Assay (ELIA)
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week (dinsdag en vrijdag)
Antwoordtijd (dagen): 5
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

50 mg/L

50 mg/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 556135
Nomenclatuur: 556135 - 556146 B 500 Dosereren van specifiek IgG tegen antigenen die extrinsieke allergische alveolitis veroorzaken of bij aspergilloseve #(Maximum 4)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-12-01

Bart Glibert