

BK Polyomavirus DNA

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: POL.dna.Bloed_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding: geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA plasma
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 1 ml
Transportcondities: Plasma binnen 6u na afname afzonderen.
Verzending bij 2-8°C, 48 u
Verzending >48u: ingevroren verzending
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Geneeskunde UZ Gasthuisberg
Toestel: easyMAG (Biomérieux)
QuantStudio Dx (Thermo Fisher Scientific) - Real time PCR
Uitvoeringsfrequentie: Elke werkdag, tijdens diensturen
Antwoordtijd (dagen): 2
Urgentie: 2 dagen
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: ISO 15189 (215-MED)
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Extra informatie

Restricties: Binnen 6u na afname plasma afzonderen via centrifugatie

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 550653,556931
Nomenclatuur: 550653 - 550664 B 1000 Kweek van virussen uit andere monsters dan die vernoemd in de verstrekking 550631-550642, inclusief de identificatie #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

556931 - 556942 B 2000 Opsporen op kwantitatieve wijze van het BK polyomavirus in het bloed door middel van een techniek van moleculaire amplificatie
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-07-19

Bart Glibert