

Directe Coombs

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 127

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: EDTA plasma
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200 µl
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Ortho Vision - Microagglutinatie in gelsysteem
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie: 90min
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Extra informatie

Restricties: Bij de directe coombstest wordt er nagegaan of er antistoffen en/of complement componenten aanwezig zijn op de rode bloedcellen van de patient . De directe coombstest kan gebruikt worden in volgende klinische situaties:

- bij auto-immuun hemolytische anemie
- bij hemolytische ziekte van de pasgeborene
- bij hemolytische transfusiële reacties

Indien DAT positief is, volgt een uitsplitsing van de DAT (DAT Differentiatie)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 555214
Nomenclatuur: 555214 - 555225 B 150 Opzoeken van anti-erythrocyten antilichamen met een directe antiglobuline test met polyvalent antiglobuline serum #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans