

Herpes simplex virus IgG

Aanvraag

Synoniemen: HSV IgG
Aanvraag code LIS: HSV.IgG.kwl_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 260µl
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week
Antwoordtijd (dagen): 4
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV:
Accreditatie:
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

22 U/mL

22 U/mL

Extra informatie

Restricties:

Bij deze test worden IgG antistoffen t.o.v. herpes simplex type 1 en type 2 opgespoord. Deze twee types kunnen echter niet van elkaar worden onderscheiden aan de hand van deze test.

Bij vermoeden van een recente infectie is een tweede staalafname na minstens drie weken aangewezen om een IgG-seroconversie (van IgG-negatief naar IgG-positief) of een significante IgG-titerstijging (x 3-4) aan te kunnen tonen.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 0478

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans