

Porfyrienen

Aanvraag

Synoniemen:	Porfyrienen profiel in urine Hemoglobine precursoren in urine Uroporfyrienen Heptaporfyrienen Hexaporfyrienen Pentaporfyrienen Coproporfyrienen I Coproporfyrienen III % Coproporfyrienen III
Aanvraag code LIS:	497

Staal

Patiëntvoorbereiding:	De urine wordt het best gecollecteerd tijdens een aanval. Collectie bewaren in donker.
Voorkeurstaaltype:	Urine
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	50 ml
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Reversed phase - HPLC - fluorescentiedetectie
Uitvoeringsfrequentie:	1x/week
Antwoordtijd (dagen):	8 dagen
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

50 µg/24u

50 µg/24u

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

543233

Nomenclatuur:

543233 - 543244 B 2000 Fractioneren en doseren van porfyrones door HPLC #(Maximum 1) (Diagnosereg^{el} [65](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans