

Cortisol binding globuline (transcortine)

Aanvraag

Synoniemen:	CBG Cortisol bindend globuline Corticosteroid bindend globuline Transcortine
Aanvraag code LIS:	CBG

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staalttype:	
Minimum volume:	200 µl
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Radioimmuunassay(RIA)
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	7
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

23-83 mg/L

32-149 mg/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559370
Nomenclatuur: 559370 - 559381 B 400 Dosereren van transcortine #(Maximum 1) (Cumulregel [96,210](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans