

Proteinase 3 as (PR3) Elia

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: ANCA.PR3.kwt_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine
Minimum volume: 300 µl
Stabiliteit (dagen): 14.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Unicap fluorimetrische immunoassay / ImmunoCap 250
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Antwoordtijd (dagen): 14
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV:
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

3.0 U/mL

3.0 U/mL

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 552510,556032,556570
Nomenclatuur: 552510 - 552521 B 350 Kwantificatie van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen bij patiënten met aanwezigheid van klinische tekenen die wijzen op de mogelijkheid van ANCA-geassocieerde vasculitis voor patiënten die niet gekend zijn met ANCA-geassocieerde vasculitis #(Maximum 2) (Cumulregel [353](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

556032 - 556043 B 350 Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen #(Maximum 5) (Diagnoseregel [28](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

556570 - 556581 B 350 Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen #(Maximum 2) (Diagnoseregel [64](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau