

Vitamine B6 (pyridoxine)

Aanvraag

Synoniemen: Pyridoxine
Pyridoxaal fosfaat
Aanvraag code LIS: VB6

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed ingevroren
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 1 ml
Transportcondities: Bij -21°C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Tandem massa spectrometrie
Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks
Antwoordtijd (dagen): 6
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Ja
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

35-110 nmol/l

35-110 nmol/l

Extra informatie

Restricties: Gelieve het staal goed te mengen zowel na afname als voor het invriezen.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 0342C

Laatst gewijzigd

2025-03-03

Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.