

Pregnenolone

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: PREGNOL

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 250 µl
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Uitvoeringsfrequentie: 1x/ 2weken
Antwoordtijd (dagen): 14
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV:
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Nee
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.30-3.50 µg/L

0.30-3.50 µg/L

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 544972
Nomenclatuur: 544972 - 544983 B 700 Dosereren van pregnenolone #(Maximum 1) (Diagnoseregel [145](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans