

Paraneoplastische neuronale AS screen

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: NeuronPNS.AS.screen

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 500 µl
Transportcondities: Gekoelde verzending
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: UZ Gent
Toestel: Cell Based Assays - Indirecte immuunfluorescentie
Uitvoeringsfrequentie: Afhankelijk van aantal aanvragen
Antwoordtijd (dagen): 14
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV:
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Bart Glibert

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 555951
Nomenclatuur: 555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (Maximum vier organen) #(Maximum 4)
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-08-20

Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.