

## Rubella IgM

### Aanvraag

Synoniemen: Rode hond IgM  
Aanvraag code LIS: 345;  
RUB.IgM.kwt

### Staal

Patiëntvoorbereiding:  
Voorkeurstaaltype: Serum  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 500µl  
Stabiliteit (dagen): 28.0  
Transportcondities:  
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

### Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux  
Toestel: DXI800 - Paramagnetisch partikel  
Chemiluminescentie  
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u  
Antwoordtijd (dagen): 1  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname: Nee  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.00-15.00 AU/mL

0.00-15.00 AU/mL

## Extra informatie

Restricties: Heterofiele antilichamen kunnen interfereren.  
Zeer hemolytische of troebele stalen vermijden.  
Bij niet-gekend positief resultaat van een zwangere vrouw,  
bioloog verwittigen.

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 551611  
Nomenclatuur: 551611 - 551622 B 300 Opsporen van IgM antilichamen tegen  
rubellavirus #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2025-11-27

Hannah Segers