

HDL cholesterol

Aanvraag

Synoniemen: High Density Lipoproteïne Cholesterol
Aanvraag code LIS: 47

Staal

Patiëntvoorbereiding: nuchtere afname: min 12 uur
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit (dagen): 7.0
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: AU5800 - Enzymatische colorimetrie bij 540/600nm
Uitvoeringsfrequentie: 24u/24u
Antwoordtijd (dagen): 4u
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

>40 mg/dL

>45 mg/dL

Extra informatie

Restricties: Interferentie 3% voor Bilirubine (40mg/dl)
Interferentie 3% voor Hb (5g/L)
Interferentie 10% voor Lipemie (900mg/dl)
Interferentie 3% voor Ascorbate (20mg/dl)
Interferentie met Metarnizole mogelijk
Als TG > 1000mg/dl, HDL verdunnen met fysiologisch serum

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540293
Nomenclatuur: 540293 - 540304 B 100 Doseran van HDL-cholesterol
#(Maximum 1) (Cumulregel [13](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-11

Marthe Lateur