

## CMV PCR (semikwantitatief)

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: CMV.dna.kwt.bloed\_RNS

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 700 µl EDTA-plasma  
Transportcondities: Volledig bloed (EDTA) of afgezonderd EDTA plasma moet binnen de 24 uur na bloedname ontvangen worden op het lab. Bij gekoelde (2-8°C) bewaring en verzending moet dit binnen de 5 dagen.  
Afname instructies: [https://intranet.werken-glorieux.be/\\_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=](https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=)

### Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Geneeskunde UZ Gasthuisberg  
Toestel: Abbott Alinity m  
Real-time qPCR  
Uitvoeringsfrequentie: Elke werkdag  
Antwoordtijd (dagen): 7  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV:  
Accreditatie: Ja  
EKE deelname: Ja  
Retam:  
Verantwoordelijke: Bart Glibert

## Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 550970  
Nomenclatuur: 550970 - 550981 B 1400 Semikwantitatief opzoeken van Cytomegalovirus in het bloed #(Maximum 1)(Cumulregel [114](#))(Diagnoseregel [78](#))  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans